




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem strapontin rabattable, montage fixe R5015000
Couleur	Blanc
Description	 <p>Supprimé le 31/12-2015. Siège rabattable 320 mm</p> <p>Pour montage fixe, vis de montage incluses</p> <p>Supprimé le 31/12-2015 et remplacée par R5510.Siège rabattable 320 mm. Pour montage fixe, vis de montage incluses</p>
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège: Résine thermodurcissable (urea) Cache-vis: Arnite
Ergonomie	Assise ergonomique qui présente du confort d'assise.
Fonctions	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

Article	CareSystem strapontin rabattable, montage fixe
Numéro article	R5015000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®