




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem siège de douche 310, montage fixe R7010000
Couleur	Blanc
Description	 Siège douche 310 Pour montage fixe, vis de montage incluses. Supprimé le 31/12-2015 Siège douche 310 Pour montage fixe, vis de montage incluses. Supprimé le 31/12-2015
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 150 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de dossier: vernis élastique Cache-vis: Arnite Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon
Ergonomie	Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 310mm-360mm, design ergonomique.
Fonctions	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace



PRESSALIT®

Article	CareSystem siège de douche 310, montage fixe
Numéro article	R7010000
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®