




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem chaise de douche 310, réglable en hauteur manuellement R7151000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	 <p>Chaise douche 310 avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 340 mm (assise). Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Chaise douche 310 avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 340 mm (assise). Supprimé le 31/12-2015</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 150 kg.
<b>Matériaux</b>	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Surface d'accoudoirs: plastique à deux composants. Extrémité d'accoudoirs: Arnite Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)
<b>Ergonomie</b>	La forme ovale des accoudoirs garantit une bonne préhension et un appui satisfaisant. Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 310mm-360mm, design ergonomique.



PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem chaise de douche 310, réglable en hauteur manuellement R7151000
<b>Fonctions</b>	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace  Réglable en hauteur de 340 mm - l'assise et le dossier sont réglables en hauteur, indépendamment l'un de l'autre
<b>Nettoyage</b>	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®